


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Oct4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q01860

Numero articolo: CM0029987



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-OCT4 per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con OCT4 umano e murino, un fattore di trascrizione chiave per la pluripotenza delle cellule staminali embrionali. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OCT4 Rabbit pAb
Note/Alias	OCT3; OCT4; OTF3; OTF4; OTF-3; Oct-3; Oct-4; Oct3/4
Specie	Uomo
GeneID	5460 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 210-310 della proteina 4-oct umana (NP_002692.2)
Origine	Rabbit (coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q01860
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio