

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Odc1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P11926

Numero articolo: CM0019532



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ODC1 umano (Ornitina decarbossilasi), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi delle poliammine e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ODC1 pAb di Coniglio
Note/Alias	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4953
ID Gene	4953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di ODC1 umano (NP_002530.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11926
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio