

Anticorpo Policlonale Anti-Odf1 Per Wb Ed Elisa - Q14990

Numero articolo: CM0022713

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ODF1 umano per WB ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto, adatto per la ricerca sulle fibre dense esterne della coda dello spermatozoo e sulla spermatogenesi, peso proteico 28kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ODF1 Rabbit pAb
Note/Alias	ODF; RT7; ODF2; ODFP; SODF; CT133; ODF27; ODFPG; HSPB10; ODFPGA; ODFPGB; ODF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4956
GeneID	4956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-180 di ODF1 umano (NP_077721.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14990
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio