

Anticorpo Policlonale Anti-Odf2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Bjf6

Numero articolo: CM0016524

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ODF2 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva ODF2 (~95 kDa) di uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca su centrosoma/centrioli e coda spermatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ODF2 Rabbit pAb
Note/Alias	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; ODF2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 630-829 di ODF2 umano (NP_702911.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5BJF6
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio