

Anticorpo Monoclonale Anti-Ogdh Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q02218

Numero articolo: CM0003151



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro OGDH umano, adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul ciclo di Krebs e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	OGDH Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4967
GeneID	4967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 869-1023 di OGDH umano (NP_002532.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02218
Peso Proteico	116 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio