

Anticorpo Policlonale Anti-Ogdh Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Numero articolo: CM0030231



introduzione

OGDH Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per il rilevamento della 2-ossoglutarato deidrogenasi E1 (OGDH) in campioni umani, di topo e di ratto tramite WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adatto per studi sul ciclo di Krebs e sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OGDH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4967
GeneID	4967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 148-427 dell'OGDH umano (NP_001003941.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q02218
Peso proteico	116kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio