


Anticorpo Policlonale Anti-Ogdh Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Numero articolo: CM0016329



introduzione

Anticorpo policlonale anti-OGDH di coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva OGDH umano, murino e di ratto, un enzima mitocondriale chiave nel ciclo dell'acido citrico. Adatto per la ricerca sul metabolismo e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OGDH Rabbit pAb
Note/Alias	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Specie	Uomo
ID gene	4967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 148-427 di OGDH umano (NP_001003941.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02218
Peso proteico	116 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio