

Anticorpo Policlonale Anti-Ogfr Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzt2

Numero articolo: CM0025478

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'OGFR umano (recettore del fattore di crescita oppioide). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Progettato per la ricerca sulla regolazione della crescita e sulla segnalazione oppioide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OGFR Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OGFR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11054
GeneID	11054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 358-482 dell'OGFR umano (NP_031372.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NZT2
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio