


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ogg1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Numero articolo: CM0008061



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio OGG1 validato per WB, IHC-P, ELISA su uomo e ratto. Bersaglia l'OGG1 umano (O15527), un enzima di riparazione del DNA che rimuove le lesioni da 8-ossoguanina. Ideale per studi sul cancro e sull'invecchiamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OGG1 Rabbit mAb
Note/Alias	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4968
GeneID	4968
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 246-345 dell'OGG1 umano (O15527).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	O15527
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio