


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ogg1 Per Wb E Elisa - O15527

Numero articolo: CM0020808



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro OGG1 umano (N-glicosilasi/DNA liasi) per la ricerca sulla riparazione del DNA. Validato per WB e ELISA, reagisce con OGG1 umano e murino. Ideale per studi sui danni ossidativi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OGG1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4968
GeneID	4968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-345 di OGG1 umano (NP_002533.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O15527
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio