


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ogg1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Numero articolo: CM0017670



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OGG1 umano (DNA glicosilasi 8-ossoguanina). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Utilizzabile per studi sulla riparazione del DNA mirati alla N-glicosilasi/lasica del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OGG1 Rabbit pAb
Note/alias	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	4968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-345 di OGG1 umano (NP_002533.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O15527
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante