


Anticorpo Monoclonale Anti-Ogt Per Wb, Elisa, Chip - O15294

Numero articolo: CM0005656



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la O-GlcNAc transferasi (OGT), validato per Western Blot, ELISA e ChIP, con cross-reattività verso uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della O-GlcNAcilazione, della regolazione della cromatina e della segnalazione dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OGT Rabbit mAb
Note/Alias	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Specie	Umano
GeneID (umano)	8473
GeneID	8473
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 947-1046 dell'OGT umano (O15294).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15294
Peso proteico	117kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio