


Anticorpo Policlonale Anti-Ola1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ntk5

Numero articolo: CM0016822



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OLA1 (DOC45, GTPBP9) umano. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul cancro e studi sullo stress cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OLA1 Rabbit pAb
Note / Alias	DOC45, GBP45, GTBP9, GTPBP9, PTD004, OLA1
Specie	Uomo
GeneID	29789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-310 di OLA1 umano (NP_037473.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NTK5
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio