


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Olfm1 Per Wb Ed Elisa - Q99784

Numero articolo: CM0018060



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OLFM1 umano (Noelin). Validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Utile per studiare la regolazione della crescita assonale e lo sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OLFM1 Rabbit pAb
Note/Alias	AMY; NOE1; OlfA; NOELIN1; OLFM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10439
ID Gene	10439
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q99784
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio