

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Olfm3 Per Wb Ed Elisa - Olfm3 Rabbit Pab

Numero articolo: CM0019311

introduzione

Anticorpo policlonale anti-OLFM3 prodotto in coniglio contro un peptide sintetico derivato da OLFM3 di topo. Adatto per il rilevamento di OLFM3 mediante Western blot e ELISA in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	OLFM3 Rabbit pAb
Note/Alias	B230206G02Rik; OLFM3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	229759
ID Gene	229759
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di OLFM3 di topo (NP_694797.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
Spedizione	Borsa del ghiaccio