

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Olfm4 Per Wb E Elisa - Q6Ux06

Numero articolo: CM0014623

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro OLFM4 umano, convalidato per Western blotting e ELISA. Rileva OLFM4 in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sul cancro e studi sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OLFM4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GC1; OLM4; OlfD; GW112; hGC-1; hOLF4; UNQ362; bA209J19.1; OLFM4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10562
GeneID	10562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 211-510 di OLFM4 umano (NP_006409.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q6UX06
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio