

Anticorpo Monoclonale Anti-Olig1 Per Wb, Elisa - Q8Tak6

Numero articolo: CM0002173

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato all'Olig1 umano (Q8TAK6). Validato per Western blot ed ELISA. Riconosce Olig1 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca in gliosi, sviluppo degli oligodendrociti e biologia del glioma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Olig1 Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Osservazioni/Alias	BHLHB6; BHLHE21; Olig1
Specie	Umano
GeneID	116448
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 172-271 dell'Olig1 umano (Q8TAK6).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TAK6
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio