

Anticorpo Monoclonale Anti-Olig2 Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q13516

Numero articolo: CM0008064

introduzione

Anticorpo Monoclonale Olig2 di Coniglio validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva i livelli endogeni di Olig2 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per la ricerca su oligodendrociti, neuroni motori e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Olig2 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Specie	Umano
GenelD (umano)	10215
GenelD	10215
Immunogeno	Peptide sintetico di Olig2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13516
Peso Proteico	32 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio