

Anticorpo Monoclonale Anti-Olig2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13516

Numero articolo: CM0010971

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro OLIG2 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza, IHC ed ELISA. Adatto per lo studio della specificazione degli oligodendrociti e dei motoneuroni, della gliogenesi e della gliomagenesi. Cross-reattività con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Olig2 Rabbit mAb
Note/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10215
GeneID	10215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 168-323 di OLIG2 umano (NP_005797.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13516
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio