

Anticorpo Policlonale Anti-Olig2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13516

Numero articolo: CM0014733

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su Olig2 umano, adatto per Western blot, immunohistochemistry e ELISA. Rileva Olig2 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sullo neurosviluppo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Olig2 Coniglio pAb
Note/Alias	BHLHB1, OLIGO2, RACK17, PRKCBP2, bHLHe19, Olig2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10215
ID Gene	10215
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 di Olig2 umano (NP_005797.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13516
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio