

Anticorpo Monoclonale Anti-Olig2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q13516

Numero articolo: CM0010100

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Olig2 validato per Western blot ed ELISA. Rileva l'Olig2 endogeno (~32 kDa) umano, di topo e di ratto. Essenziale per la ricerca sullo sviluppo degli oligodendrociti e dei motoneuroni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-Olig2
Note/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19; Olig2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10215
GenelD	10215
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 dell'Olig2 umano (Q13516).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q13516
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio