

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Olig3 Per Wb, Elisa - Q7Rtu3

Numero articolo: CM0002831

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting Olig3 umano, un fattore di trascrizione per la specificazione dei neuroni del midollo spinale. Validato per Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca sulla trascrizione in neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	Olig3 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	Bhlhb7; bHLHe20; Olig3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	167826
Gene ID	167826
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 173-272 di Olig3 umano (Q7RTU3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q7RTU3
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio