

Anticorpo Policlonale Anti-OLr1 Per Wb, Elisa - P78380

Numero articolo: CM0019370



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'OLR1 (LOX-1) umano. Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso l'uomo e il topo. Ideale per la ricerca sull'aterosclerosi e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OLR1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
Specie	Uomo
ID Gene	4973 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 58-273 dell'OLR1 umano (NP_002534.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P78380
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio