

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-OLr1 Per Wb, Elisa - P78380

Numero articolo: CM0014440



introduzione

Rileva il recettore 1 delle LDL ossidate (OLR1/LOX-1) con questo anticorpo policlonale di coniglio validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'aterosclerosi e le malattie cardiovascolari. Reagisce in modo crociato con OLR1 di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del Prodotto	OLR1 Rabbit pAb
Note/Alias	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4973
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di OLR1 umano (NP_002534.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P78380
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio