

Anticorpo Policlonale Anti-Oma1 Da Coniglio Per Wb E Elisa - Q96E52

Numero articolo: CM0019428

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro l'OMA1 umana, una metalloproteasi mitocondriale coinvolta nel controllo della qualità e nell'apoptosi. Convalidato per WB e ELISA, reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per studi sulla dinamica mitocondriale e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OMA1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidasi; 2010001O09Rik; OMA1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	115209
GeneID	115209
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 421-520 dell'OMA1 umano (NP_660286.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96E52
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio