

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oma1 Per Wb, Elisa - Q96E52

Numero articolo: CM0015988

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia OMA1, una metalloproteasi mitocondriale essenziale per il controllo della qualità e la risposta allo stress. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con uomo e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OMA1 Rabbit pAb
Note / Alias	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidasi; 2010001009Rik; OMA1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	115209
GeneID	115209
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96E52
Peso proteico	60 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio