

Anticorpo Policlonale Anti-Oncomodulin-2 Per Wb, Elisa - P0Ce71

Numero articolo: CM0019740

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'oncomodulina-2 umana (OM, OCM, OCM2). Validato per western blot e ELISA, cross-reagisce con il ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine leganti il calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OCM2 Coniglio pAb
Note/Alias	OM; OCM; OCM2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4951
GenelD	4951
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-109 dell'OCM2 umana (NP_006179.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P0CE71
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio