

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Oncostatina M Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P13725

Numero articolo: CM0010628



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'Oncostatina M (OSM) umana, validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi su infiammazione, cancro e segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Oncostatina M
Note/Alias	OSM; oncostatina-M; Oncostatina M
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5008
GeneID	5008
Immunogeno	Peptide sintetico: una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Oncostatina M umana (P13725)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13725
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio