

Anticorpo Policlonale Anti-Onecut1 Per Wb - Q9Ubc0

Numero articolo: CM0015350

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ONECUT1 umano (HNF6), adatto per WB e ELISA. Validato su umano, topo e ratto. Rilevante per studi sulla trascrizione genica epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ONECUT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HNF6; HNF-6; HNF6A; ONECUT1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3175
GenelD	3175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 167-292 di ONECUT1 umano (NP_004489.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBC0
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio