


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Opa1 Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O60313

Numero articolo: CM0009704



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-OPA1 validato per WB, IP, IF/ICC, IF-P e ELISA. Immunogeno OPA1 umano, reattività crociata con uomo, topo, ratto. Per la ricerca sulla fusione mitocondriale, il rimodellamento delle creste mitocondriali e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OPA1 Rabbit mAb
Note / Alias	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	4976
GenelD	4976
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-573 di OPA1 umano (NP_056375.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60313
Peso proteico	108-118 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio