


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Opa1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60313

Numero articolo: CM0025167



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-OPA1 convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva OPA1 (~112 kDa) umano, di topo e di ratto, una GTPasi mitocondriale simile alla dinamina essenziale per la fusione della membrana interna e il rimodellamento delle creste mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OPA1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14; OPA1
Specie	Umana
GeneID (umano)	4976
GeneID	4976
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-600 di OPA1 umano (NP_056375.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60313
Peso proteico	112kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio