

Anticorpo Policlonale Anti-Opa3 Per Wb, Elisa - Q9H6K4

Numero articolo: CM0026290

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-OPA3 di alta qualità, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso Umano, Topo e Ratto. Adatto per studiare la funzione mitocondriale e l'atrofia ottica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb OPA3 Coniglio
Note/Alias	MGA3; OPA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80207
GeneID	80207
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-179 di OPA3 umano (NP_079412.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H6K4
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio