

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Oplah Per Wb E Elisa - O14841

Numero articolo: CM0014790

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro OPLAH umano (5-ossoprolinasi), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo del glutammato e sulla degradazione del glutatione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OPLAH Rabbit pAb
Note/Alias	OPLA; OPLAHD; 5-Opase; OPLAH
Specie	Umano
GenelD (Umano)	26873
GenelD	26873
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1119-1288 di OPLAH umano (NP_060040.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O14841
Peso proteico	137kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio