

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Opn5 Per Wb, Elisa - Q6U736

Numero articolo: CM0019964

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-OPN5 di CamelBio, validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con Uomo, Topo e Ratto. Ideale per lo studio della funzione del fotorecettore opsina-5 nei ritmi circadiani e nello sviluppo della retina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OPN5 Rabbit pAb
Note/Alias	PGR12; GPR136; GRP136; TMEM13; OPN5
Specie	Uomo
ID del gene (Uomo)	221391
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di OPN5 umano (NP_859528.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6U736
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante