

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oprd1 Per Wb, Elisa - P41143

Numero articolo: CM0030049



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'OPRD1 umano (recettore oppioide delta), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per applicazioni di neuroscienze e ricerca sul dolore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	OPRD1 Rabbit pAb
Note/Alias	DOP; DOR; DOR1; OPRD; OPRD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4985
GeneID	4985
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-372 dell'OPRD1 umano (NP_000902.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41143
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio