

Anticorpo Policlonale Anti-Oprk1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41145

Numero articolo: CM0014842



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'OPRK1 umano (recettore oppioide kappa), idoneo per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul dolore e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	OPRK1 Rabbit pAb
Note/Alias	KOP; KOR; KOR1; OPRK; KOR-1; K-OR-1; OPRK1
Specie	Umano
GeneID	4986
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 280-380 dell'OPRK1 umano (NP_000903.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41145
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio