


Anticorpo Policlonale Anti-Optn Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Cv9

Numero articolo: CM0019170



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'OPTN (Optineurina) umana, validato per Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio dell'autofagia, l'immunità innata e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	OPTN Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NRP; FIP2; HIP7; HYPL; ALS12; GLC1E; TFIIIA-INTP; OPTN
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10133
ID Gene	10133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-577 dell'OPTN umano (NP_068815.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	Q96CV9
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio