

Anticorpo Policlonale Anti-Or10H3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60404

Numero articolo: CM0020324

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il recettore olfattivo umano 10H3 (OR10H3), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'olfatto e sui GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OR10H3 Rabbit pAb
Note/Alias	OR10H3
Specie	Umano
GenelD (umano)	26532
GenelD	26532
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di OR10H3 umano (NP_039227.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60404
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio