

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Or1A1 Per Wb Ed Elisa - Q9P1Q5

Numero articolo: CM0020275

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio OR1A1 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con il recettore olfattivo 1A1 umano, murino e di ratto; ideale per la ricerca sui GPCR e sulla trasduzione sensoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OR1A1 Rabbit pAb
Note/Alias	OR17-7; OR1A1
Specie	Umano
GenelD (umano)	8383
GenelD	8383
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9P1Q5
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante