

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Or2T10 Per Wb E Elisa - Q8Ngz9

Numero articolo: CM0014770

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al recettore olfattivo umano OR2T10 (OR1-64), validato per Western blot e ELISA. Cross-reagisce con il mouse. Adatto per studi sulla segnalazione olfattiva e sui GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OR2T10 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OR1-64; OR2T10
Specie	Umano
GenelD (Umano)	127069
GenelD	127069
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'OR2T10 umano (NP_001004693.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8NGZ9
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio