

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Orai1 Per Wb E Elisa - Q96D31

Numero articolo: CM0025383



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit ORAI1 validato per WB e ELISA. Rileva ORAI1 (CRACM1) in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'ingresso di calcio dipendente dall'accumulo nelle riserve, delle vie di segnalazione immunitaria e della funzione del canale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ORAI1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IMD9; TAM2; ORAT1; CRACM1; TMEM142A; ORAI1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	84876
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ORAI1 umano (NP_116179.2)
Origine	Coniglio (Rabbit)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96D31
Peso proteico	33 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio