

Anticorpo Policlonale Anti-Orc2 Per Wb, Elisa - Q13416

Numero articolo: CM0022814



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting ORC2 umano (sottounità 2 del complesso di riconoscimento dell'origine) per WB ed ELISA. Ideale per studi sulla replicazione del DNA e sulla cromatina - Q13416

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ORC2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ORC2L; ORC2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4999
ID Gene	4999
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 458-577 dell'ORC2 umano (NP_006181.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13416
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio