


Anticorpo Policlonale Anti-Orc6 Per Wb, Elisa - Q9Y5N6

Numero articolo: CM0029560



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting ORC6 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla replicazione del DNA e sul complesso di riconoscimento dell'origine di replicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ORC6 Rabbit pAb
Note / Alias	ORC6L; ORC6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23594
ID gene	23594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-252 di ORC6 umano (NP_055136.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5N6
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio