

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Orexin B/Ipocretina-2 Per Wb, Elisa - O43612

Numero articolo: CM0019079



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro Orexin B/Ipocretina-2 umana, validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio del comportamento alimentare, del metabolismo energetico e della regolazione sonno-veglia. - O43612

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Orexin B/Ipocretina-2 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	OX; PPOX; NRCLP1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3060
GeneID	3060
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 di Orexin B/Ipocretina-2 umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O43612
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio