


Anti-Orm1/2 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02763 / P19652

Numero articolo: CM0002323



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting umano ORM1/2 (Alfa-1-glicoproteina acida 1/2), adatto per WB, IHC-P e ELISA. Ideale per lo studio delle proteine di fase acuta, dell'infiammazione e del trasporto farmacologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ORM1/2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	AGP-B; AGP-B'; AGP2; ORM1/2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5004/5005
GeneID	5004/5005
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P02763/P19652
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio