


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ormdl3 Per Wb E Elisa - Q8N138

Numero articolo: CM0017518



introduzione

Questo anticorpo policlonale bersaglia ORMDL3, una proteina di membrana del reticolo endoplasmatico essenziale per la regolazione della biosintesi degli sfingolipidi. Validato per Western blot e ELISA, reagisce con campioni umani e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ORMDL3 Rabbit pAb
Note/Alias	ORMDL3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	94103
ID gene	94103
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ORMDL3 umano (NP_644809.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8N138
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio