


Anticorpo Monoclonale Anti-Orp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw6

Numero articolo: CM0011974



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro ORP1 umano (OSBPL1A), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. ORP1 è una proteina legante gli steroli degli endosomi tardivi coinvolta nel trasporto del colesterolo e nella regolazione di RAB7A, ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ORP1 Rabbit mAb
Note/Alias	ORP1; ORP-1; OSBPL1B
Specie	Umano
GeneID (umano)	114876
GeneID	114876
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 851-950 di ORP1 umano (Q9BXW6).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BXW6
Peso della proteina	108 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante