

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Orp150/Grp170/Hsp12A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4L1

Numero articolo: CM0003180

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ORP150/GRP170/HSP12A (HYOU1) validato per WB, IHC-P, ELISA su uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche su stress del reticolo endoplasmatico e ipossia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ORP150/GRP170/HSP12A Rabbit mAb
Note/Alias	IMD59; Grp170; HSP12A; ORP150; GRP-170; ORP-150; ORP150/GRP170/HSP12A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10525
GeneID	10525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di ORP150/GRP170/HSP12A umano (Q9Y4L1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4L1
Peso proteico	111kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio