

Anticorpo Policlonale Anti-Osaldh2B1 Per Wb, Elisa - Q9FrX7

Numero articolo: CM0020159

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio OsALDH2B1 (59 kDa) validato per WB ed ELISA, che riconosce specificamente Oryza sativa ALDH2B1. Ideale per la ricerca sulle aldeide deidrogenasi vegetali e studi agronomici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OsALDH2B1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Aldh2b; OsALDH2B1
Specie	Oryza sativa
GeneID	4340725
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di Oryza sativa OsALDH2B1 (Q9FRX7)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q9FRX7
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio