

Anticorpo Policlonale Anti-Osarf19 Per Wb, Elisa - Q0D9R7

Numero articolo: CM0021804

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che agisce sul fattore di risposta all'auxina 19 del riso (OsARF19, OsARF7a). Validato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per la ricerca su *Oryza sativa*, coinvolto nella segnalazione dell'auxina e nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OsARF19 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARF19; ARF7A; OsARF7a; OJ1215_E11.1; OsARF19
Specie	Oryza sativa
GeneID	4341978
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 800-900 di Oryza sativa OsARF19 (Q0D9R7).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q0D9R7
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio